

URIT 1280+1600

Estação de trabalho completa para urinálise. Totalmente automática

- Estação de trabalho totalmente automatizada, otimizando e maximizando o fluxo e a eficiência das amostras
- Sistema hidráulico completamente fechado, eliminando a contamição
- Fornecimento completo de dados para o diagnóstico
- Emissão automática de relatórios que integram os resultados da química na urina e no sedimento urinário, minimizando o trabalho manual
- Função "Stat" para quimica na urina e sedimento urinário
- Alta capacidade de armazenamento de dados, podendo salvar até 50.000 resultados com imagens e uma poderosa gestão de dados
- Dupla onda de fotometria de reflectância
- Impressora térmica interna. Impressora externa é opcional
- Interfaceamento: RS-232, LPT, LAN, USB, PS/2
- Contador de células de triplo canal
- Leitor automático interno de código de barras





URIT-1600 - Especificações

Parâmetros: Glicose, proteína, sangue, bilirrubina, pH, cetona, ácido ascórbico, urobilinogênio, nitrato, leucócitos, creatinina especial, microalbumina, cálcio, MA/CR, cor, turbidimetria

Princípio de Medição: Dupla onda de fotometria de

reflectância

Taxa de Transferência: 300 testes por hora

Volume de Urina Requerida: 2.0 ml Memória: Mais de 300.000 resultados Display: LCD de 8" com "touch screen"

Limite de Racks: 110 amostras, 10 amostras x 11 racks

Capacidade de Faixas: 200 faixas

Impressora: Impressora térmica interna. Impressora

externa é opcional

URIT-1280

Interface: RS-232, LPT, LAN, USB, PS/2



R.M.S. 80223489001

URIT-1280 - Especificações

Parâmetros: RBC, WBC, células epiteliais, células não epilateliais, elementos patológicos, mucos, cristais, bactéria, levedura, esperma e outros

Princípio de Operação: Auto medição microscópica com célula de fluxo plana

Contador de Células: Triplo canal

Taxa de Transferência: 70 ~100 amostras por hora

Modo de Teste: Automático e STAT

Código de Barras: Leitor automático interno de código de barras

Amostras: Urina nativa ou urina sedimentada

Volume de Amostra: 2,5 ml de urina não centrífugada

Capacidade de Amostras: 50 amostras, 10 amostras x 5 racks

Conexão: URIT-1600

Capacidade de Memória: Mais de 50.000 resultados (incluindo imagens)

Interface: USB, RS232, interfaceamento paralelo, LAN

R.M.S. 80223489002

Distribuído por:









Institucional

Anvisa Divulga Serviços

Áreas de Atuação

Legislação



Detalhe do Produto: <u>URIT - 1280</u>

Nome da Empresa:	MH EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA EPP			
CNPJ:	04.342.755/0001-25	Autorização:	8022348	
Produto:	URIT - 1280			
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!			
Registro:	80223489002			
Processo:	25351.573230/2015-42			
Origem do Produto	FABRICANTE : URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD - CHINA			
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO			
Vencimento do Registro:	VIGENTE			
			<< VOLTAR	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa





Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



Detalhe do Produto: <u>URIT - 1600</u>

Nome da Empresa:	MH EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA EPP			
CNPJ:	04.342.755/0001-25	Autorização:	8022348	
Produto:	URIT - 1600			
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!			
Registro:	80223489001			
Processo:	25351.573239/2015-94			
Origem do Produto	FABRICANTE: URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD - CHINA DISTRIBUIDOR: URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD - CHINA			
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO			
Vencimento do Registro:	VIGENTE			
			<< VOLTAR	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa