

URIT - 880

Analizador Semi-Automático Bioquímico



RMS 80223480062

- Alta performance
- Fácil operação e baixo custo de manutenção
- Tela Touchscreen
- Incubação 8 posições

MHLab

URIT - 880

Analizador Semi-Automático
Bioquímico

Especificações

Método de ensaio: cinético, ponto final, não linear, branco de amostra, branco de reagente, etc

Fonte de luz: lâmpada halógena, 6V/10W

Comprimento de onda (nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630, 700

Faixa fotométrica: -0,3 ~ 3.0Abs

Precisão comprimento de onda: 1nm

Espectro de banda: 6nm

Célula de fluxo: 10mm quartz cell, 32µL volume

Controle de temperatura: Temperatura ambiente, 25°C, 30°C, 37°C, (0.1°C variável)

Volume de amostragem: 100µL ~ 9999µL configurável recomendado: 500µL

Contaminação cruzada: ≤ 1.0%

Estabilidade: ≤ 0.005Abs/h

Memória: até 320 itens e 30000 resultados de testes

Display: grande display LCD

Impressora: interna (papel térmico)

Comunicação: Porta serial (RS232) e porta USB (para impressora externa)

Ambiente: Temperatura ambiente: 10°C ~32°C; Umidade: 85%

Alimentação: AC (110-240)V, (50-60)Hz

Dimensão: 360mm x 320mm x 145mm (largura x profundidade x altura)

Características

- Filtro de alta qualidade e sistema óptico preciso
- Design de manutenção conveniente
- Grande capacidade de memória
- Avançada proteção de desligamento inesperado

Distribuidor:



MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - mh@mhlab.com.br - www.mhlab.com.br

Fabricado por:
 URIT MEDICAL

