

URIT - 1280+1600

Estação de Trabalho completa para urinálise. Totalmente automática



- ▶ Estação de trabalho totalmente automatizada, otimizando e maximizando o fluxo e a eficiência das amostras
- ▶ Sistema hidráulico completamente fechado, eliminando a contaminação
- ▶ Fornecimento completo de dados para o diagnóstico
- ▶ Emissão automática de relatórios que integram os resultados da química na urina e no sedimento urinário, minimizando o trabalho manual
- ▶ Função “Stat” para química na urina e sedimento urinário
- ▶ Alta capacidade de armazenamento de dados, podendo salvar até 50.000 resultados com imagens e uma poderosa gestão de dados
- ▶ Dupla onda de fotometria de reflectância
- ▶ Impressora térmica interna. Impressora externa é opcional
- ▶ Interfaceamento: RS-232, LPT, LAN, USB, PS/2
- ▶ Contador de células de triplo canal
- ▶ Leitor automático interno de código de barras

MHLab

URIT - 1600 Especificações

Parâmetros: Glicose, proteína, sangue, bilirrubina, pH, cetona, ácido ascórbico, urobilinogênio, nitrato, leucócitos, creatinina especial, microalbumina, cálcio, MA/CR, cor, turbidimetria

Princípio de Medição: Dupla onda de fotometria de reflectância

Taxa de Transferência: 300 testes / hora

Volume de Urina Requerida: 2.0ml

Memória: Mais de 300.000 resultados

Display: LCD de 8" com "touch screen"

Limite de Racks: 110 amostras, 10 amostras x 11 racks

Capacidade de Faixas: 200 faixas

Impressora: Impressora térmica interna, impressora externa é opcional

Interface: RS-232, LPT, LAN, USB, PS/2



RMS 80223489001

URIT - 1280 Especificações

Parâmetros: RBC, WBC, células epiteliais, elementos patológicos, mucos, cristais, bactéria, levedura, esperma e outros

Princípio de Operação: Auto medição microscópica com célula de fluxo plana



RMS 80223489002

Contador de Células: Triplo canal

Taxa de Transferência: 70~100 amostras / hora

Modo de Teste: Automático e STAT

Código de Barras: Leitor automático interno

Amostras: Urina nativa ou urina sedimentada

Volume de Amostra: 2,5ml de urina não centrifugada

Capacidade de Amostras: 50 amostras, 10 amostras x 5 racks

Conexão: URIT-1600

Capacidade de Memória: Mais de 50.000 resultados (incluindo imagens)

Interface: RS-232, LAN, USB, interfaceamento paralelo

Distribuidor:



MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - mh@mhlab.com.br - www.mhlab.com.br

Fabricado por:

 **URIT MEDICAL**

