


URIT Desde 1984
Suplemento global de diagnósticos

MHLab



UC-32B

Analizador Semiautomático de Urina

- 80 T/H
- Portátil (tamanho da palma da mão) com tela LCD colorida
- 4 Comprimentos de onda (fonte de luz fria, LED)
- Até 14 parâmetros incluindo CR, MA, CA, Vit C e ACR
- Tiras específicas de até 14 parâmetros

www.mh.com.br





Especificação -Tiras

- Leitura de faixa de até 14 parâmetros
- Combinações por menos parâmetros
- Relação Albumina/Creatinina (ACR)



Robusto, Compacto e Elegante

- Portátil (tamanho da palma da mão)
- Grande tela colorida com botão de toque (Touchscreen)
- Design elegante



Manutenção Simples

- Fácil retirada de suporte de tiras e limpeza



Fácil Manuseio

- As tiras podem ser inseridas uma após a outra, minimizando interrupções no fluxo de trabalho
- Início automático do teste após detecção da tira
- Impressora Bluetooth opcional
- Bateria recarregável




Área de trabalho

- Relatório completo de urinálise, abrangendo resultados de química seca, elementos formados e informações de fase RBC

Especificações

Parâmetros	Leucócitos, Cetona, Nitrito, Urobilinogênio, Bilirrubina, Proteína, Glicose, Gravidade Específica, Sangue, pH, Ácido Ascórbico, Microalbumina, Creatinina, Cálcio, ACR
Princípio de medição	Fotometria de refletância de comprimentos de onda duplos
Taxa de transferência	80 T/H
Visor	Grande tela colorida com botão de toque (Touchscreen)
Capacidade de memória	400 resultados
Tira	11G: LEU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. ESPECÍFICA, SANGUE, pH, VIT C 14G: LEU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. ESPECÍFICA, SANGUE, pH, VIT C, MA, CR, Ca
Interface	USB (carregamento e saída de dados), bluetooth (impressora)
Condição de trabalho	Temperatura ambiente: 15-30°C, Umidade ≤80%. Fonte de energia: Instrumento 5V DC ou bateria recarregável. Iluminação: ≤2000lx
Dimensão	130 mm (C) x 70 mm (L) x 29 mm (A)
Peso	200g





MHLab

MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.

📍 Rua Pacífico, 95 - Granja Viana II - Cotia - SP - CEP 06707-065 - Brasil

☎ Fone: +55 11 5102-4433 ✉ sac@mh.com.br 🌐 www.mh.com.br