

MHLab**PKL PPC 125****ANALISADOR AUTOMÁTICO
BIOQUÍMICO E TURBIDIMÉTRICO**

Registro Anvisa 80223480059

- ✚ | **Seringa de cerâmica**, proporcionando acurácia e precisão de testes
- ✓ | **Seleção** do melhor ponto de teste por curva de reação
- 🔍 | **Deteção** e seleção automática de cubetas aceitáveis
- 👁 | **Sistema óptico** de alta precisão
- 🕒 | Até **200 testes/hora**
- 📊 | Leitor de **código de barras**
- 🛡 | **Proteção contra colisões**, com parada e alarmes automáticos
- ❄ | Sistema 24h de **refrigeração (2~8°C)**

Fabricado por:
PARAMEDICAL SRI**ESPECIFICAÇÕES****Métodos de ensaio:** Ponto final, cinético e 2 - pontos.**Princípio:** Colorimetria fotoelétrica.**Faixa de fotometria:** 0 ~ 4.0 Abs**9 Comprimentos de ondas:** 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620, 660, 770 nm**2 Braços mecânicos:** 1 agulha de reagente/amostra e 1 agitador.**Bandeja de reagente:** 40 posições, 10~400 µL (considerando o volume mínimo de reação R1 180 µL), incluindo posição de detergente e diluente, com incremento de 1 µL.**Bandeja de amostra:** 39 posições (amostra de rotina e emergência), 01 posição de diluente (água deionizada), 2 ~ 50 µL, com incremento de 1 µL; leitor de código de barra .**Bandeja de reação:** 60 cubetas com estação de lavagem automática.**Refrigeração:** "On board" para reagentes, amostras, calibradores e controles.**Volume mín. de reação:** 180 µL.**Consumo de água:** Menos de 2 litros/hora em funcionamento.**Controle de qualidade:** Programável com Levy Jennings, múltiplos lotes, gráficos de CQ e entre outros.**Controle de temperatura:** Incubação 37 + 0.1° C.**Fonte de alimentação:** AC 110 ~ 220V, 60Hz (chave seletora interna).**Dimensões:** 565mm(C) x 415mm(L) x 350mm(A)**Peso:** 30Kg**Fonte de luz:** Lâmpada halógena.**Tempo máx. de reação:** 10 minutos.**CARACTERÍSTICAS**

- Proteção contra colisões; Deteção de reagentes e amostras.
- Deteção e seleção automática de cubetas aceitáveis, descartando as não-aceitáveis.
- Histórico de calibração; Permite a seleção de fatores anteriores.
- Sistema de interface LIS e HIS.
- Controle da lâmpada: opção de seleção liga/desliga.