

MHLab

URIT 880 VET



ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO BIOQUÍMICO LINHA VETERINÁRIA

- Alta performance
- Fácil operação e baixo custo de manutenção
- Tela sensível ao toque (touchscreen)
- Incubação (8 posições)

Fabricado por:
URIT MEDICAL



ESPECIFICAÇÕES

Método de ensaio:	Ponto final, cinético, 2-pontos cinético, entre outros
Fonte de luz:	Lâmpada halógena, 6V/10W
8 Comprimentos de onda:	340, 405, 492, 510, 546, 578, 630, 700 nm
Faixa fotométrica:	-0,3 ~ 4.0 Abs
Precisão comprimento de onda:	≤ 2 nm
Célula de fluxo:	10mm célula de quartzo, 32 µL volume
Controle de temperatura:	Temperatura ambiente, 25°C, 30°C, 37°C, (0.1°C variável)
Volume de amostragem:	100 µL ~ 9999 µL, configuração recomendada: ≥ 500 µL.
Contaminação cruzada:	≤ 1.0%
Estabilidade:	≤ 0.005Abs/h

Memória:	Até 300 itens e 30000 resultados de testes
Display:	Colorido, resolução 800 x 480, 7 polegadas
Impressora:	Interna (papel térmico)
Comunicação:	1 SD, 3 USB, 1 PS/2, 1 LPT E RJ-45
Ambiente:	Temperatura ambiente: 10°C ~ 35° C;
Umidade:	40% ~ 85%
Alimentação:	110V/ 220V, 50Hz/ 60Hz
Dimensão:	360mm x 320mm x 145mm (largura x profundidade x altura)

- CARACTERÍSTICAS**
- Filtro de alta qualidade e sistema óptico preciso.
 - Design de manutenção conveniente.
 - Alta capacidade de memória.
 - Análise de controle de qualidade (regra Westgard).