

MHLab

URIT BH-5100 VET



MINI ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMIAUTOMÁTICO 5 PARTES COM RET

- Preciso**, Tecnologia à Laser
- Compacto e Design Moderno**
- Software Exclusivo para **Uso Veterinário**
- Tela LCD de 10,4" colorida (**Touchscreen**)
- Disponível em **Múltiplos Idiomas**
- Componentes de **Alta Qualidade**
- Tecla Rápida de **Manutenção**

Fabricado por:
URIT MEDICAL

ISO9001
ISO13485

ESPECIFICAÇÕES

Espécies: Cão, Gato, Cavalo, Porco, Vaca, Búfalo, Coelho, Macaco, Rato, Camundongo, Ovelha, Cabra, Camelo e 3 Definidos pelos usuários.

34 Parâmetros: WBC, LIN%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LIN#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF.

06 Parâmetros de pesquisa: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%.

02 Histogramas para RBC e PLT.
02 Escarteogramas para WBC DIFF.
02 Escarteogramas para Reticulócitos.

Princípios: WBC DIFF: Laser de luz multidimensional semiconductor para classificação celular.
Análises WBC/RBC/PLT: Método de impedância.
Análises HGB: Colorimétrico, reagente livre de cianeto.

Reagente: Diluente, Sheath, Detergente e Lisante.

Modos de teste: Sangue total & Pré-diluído.

Volume de amostra: Sangue total 20µL; Pré-diluído: 20µL.

Armazenamento de dados: Até 200,000 resultados de amostras com histogramas.

Dispositivos: Porta Serial, USB, LAN