

MHLab

URIT BH-70P VET



MINI ANALISADOR HEMATOLÓGICO SEMI-AUTOMÁTICO 3 PARTES

- Teste de Amostra
- Exibição de Resultados
- Software Exclusivo para Uso Veterinário
- Tela LCD de 10,4" colorida (Touchscreen)
- Impressão Térmica Interna
- Disponível em Múltiplos Idiomas
- Sistema de autolimpeza
- Tecla Rápida de Manutenção

Fabricado por:
URIT MEDICAL

ISO9001
ISO13485

ESPECIFICAÇÕES

Espécies: Cão, Gato, Cavalo, Porco, Vaca, Búfalo, Coelho, Macaco, Rato, Camundongo, Ovelha, Cabra, Camelo e 3 Definidos pelos usuários.

Parâmetros: 21 Parâmetros: WBC, LIN#, MID#, GRAN#, LIN%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC

3 Histogramas para WBC, RBC e PLT

Princípios: Análises de WBC/RBC/PLT: Método de impedância
Análises de HGB: Colorimétrico, Reagente livre de cianeto

Reagente: 2, Diluente e Lisante

Modos de teste: Sangue total & Pré-diluído

Volume de Amostra: Sangue total 13µL; Pré-diluído: 20µL

Armazenamento de dados: Até 100,000 resultados de amostras com histogramas

Dimensões e Peso: 380mm (C) x 305mm (L) x 395mm (A), aproximadamente 18 kg

Dispositivos: Porta Serial, USB, Paralela, PS/2