

MHLab**URIT BH-70P****ANALISADOR HEMATOLÓGICO
SEMI-AUTOMÁTICO DE 3 PARTES**

Registro Anvisa 80223480083

**22 parâmetros** com P-LCC, P-LCR, RBC, WBC, PLT e Histogramas**Modos de amostragem** para modo sangue total 13µL e pré-diluído: 20µL**Sistema de apenas 02 reagentes** (Lisante e Diluente)**Sistema de Interface LIS e HIS****Capacidade de 72 testes/hora****Capacidade de armazenamento de dados** de até 1,000,000 resultados de amostras**Impressora térmica integrada**Fabricado por:
URIT MEDICAL**ESPECIFICAÇÕES****22 Parâmetros**

WBC, LIN#, MID#, GRAN#, LIN%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC.

- Diferencial de 3 Partes (WBC), 22 Parâmetros e 3 Histogramas.

Princípios de método:

- Análise de WBC/RBC/PLT: medição de impedância.
- Teste HGB: colorimetria fotoelétrica.

Diâmetro de abertura:

WBC 100 µm, RBC/PLT: 68 µm.

Alarmes:

Mensagens de erro.

Relação de diluição:

- WBC/HGB: 1:232 (sangue total)
- RBC/PLT: 1:40000 (sangue total)

Display:

Tela de 10.4" LCD colorida (Touchscreen), resolução 800 x 600.

Controle de qualidade e calibração:

Quatro modos de controle (L - J, X - R, X - B), calibração manual e automática.

Dispositivos de entrada e saída:

RS232, 6 Portas USB (mouse, teclado, impressora HP, leitor de código de barras e pen drive), Impressora térmica interna 57 mm.

Voltagem:

AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz; 180 VA.

Dimensões:

415mm (C) x 305mm (L) x 395mm (A).

Peso:

Aproximadamente 18 kg.