


MHLab**UC - 32B VET****ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO
DE URINA**

Registro Anvisa 80223480097



- ✓ Leitura de tira (até 14 parâmetros)
- ⚙ Bateria recarregável
- 📊 Relação albumina/creatinina
- 🧪 Relatório completo de **urinálise**

Fabricado por:
URIT MEDICAL**ESPECIFICAÇÕES****Princípio:** Fotometria de Reflectância de Comprimento de Onda Duplo
(470 nm, 550 nm, 620 nm, 720 nm)**Parâmetros:** 13+1, WBC, CET, URO, BIL, PRO, GLI, SG, SANGUE,
pH, VC, CR, CA, MA + PCR**Taxa de transferência:** 80 T/H.**Tiras Reagentes:** 11G e 14G**Dimensão:** 130 mm (C) x 70 mm (L) + 29 mm (A)**Fonte de Energia:** Bateria recarregável
(300 testes disponíveis por carga completa)**Saída de dados:** USB, Bluetooth