



- ✓ | Leitura de tira (até 14 parâmetros)
- ⚙ | Bateria recarregável
- 🔌 | Relação albumina/creatinina
- 📄 | Relatório completo de **urinálise**

ESPECIFICAÇÕES

Parâmetros: Leucocitos, Cetona, Nitrito, Urobilinogênio, Bilirrubina, Proteína, Glicose, Gravidade Específica, Sangue, pH, Ácido Ascórbico, Microalbumina, Creatinina, Cálcio, ACR

Tiras:

11G: LEU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. ESPECÍFICA, SANGUE, pH, VIT C

14G: LEU, CET, NIT, URO, BIL, PRO, GLI, GRAV. ESPECÍFICA, SANGUE, pH, VIT C, MA, CRE, CA

Taxa de transferência: 80 T/H.

Visor: Ampla tela colorida com botão de toque (Touchscreen)

Capacidade de memória: 400 resultados

Interface: USB (carregamento e saída de dados), bluetooth (impressora)

Condição de trabalho: Temperatura ambiente 15-30°C
Umidade ≤80%.
Iluminação ≤2000lx

Fonte de energia: Instrumento 5V DC ou bateria recarregável.

Peso: 200g

Dimensão: 130 mm (C) x 70 mm (L) + 29 mm (A)